



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Plasma rico en plaquetas (PRP) TIPS DE INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD

PREPARACIÓN DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS: MÉTODO DE DOBLE CENTRIFUGACIÓN



A la hora de obtener el plasma rico en plaquetas, no hay que pensar que hay una única manera de obtenerlo, ni tampoco que las preparaciones son todas iguales.

La mayoría de las veces se utiliza una técnica de una única centrifugación, sin embargo, hay otro método, como el que se presenta en este trabajo, que implica una doble centrifugación del mismo tubo de extracción de sangre.

Este método es seguro y fácilmente reproducible (es decir, se obtienen cantidades similares de plaquetas en el plasma rico en plaquetas).

La elección del mismo depende del profesional de la salud a cargo de la preparación y de la aplicación del plasma rico en plaquetas.

Bibliografía:

Machado, E. S., Soares, F. P., Yamaguchi, R. S., Felipone, W. K., Meves, R., Souza, T. A. C., Topolniak, R., Caldas, J. P., Abreu, E. V., Rabelo Neto, L. S., Pinchemel, P. V. S., & Bredemeier, M. (2022). A Simple Double-Spin Closed Method for Preparing Platelet-Rich Plasma. *Cureus*, 14(1), e20899. <https://doi.org/10.7759/cureus.20899>.