



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Plaquetas disminuídas por heparina

TIPS DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

DIAGNÓSTICO DE TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA: LA NECESIDAD DE PRECISIÓN Y VELOCIDAD



La trombocitopenia inducida por heparina es una reacción adversa al tratamiento con este medicamento. En pacientes que la desarrollan, se puede observar trombosis y disminución en el recuento plaquetario. Es obligatorio suspender la heparina y cambiar a otro tipo de anticoagulante.

Actualmente, se utiliza un índice específico llamado Score de las 4T para determinar la necesidad de realizar estudios de laboratorio. Hay diferentes pruebas disponibles, cada una con sus limitaciones. Se ha observado que la combinación de algunas de ellas, junto con la sospecha clínica, permiten tener resultados con precisión y velocidad.

Bibliografía:

Pishko AM, Cuker A. Diagnosing heparin-induced thrombocytopenia: The need for accuracy and speed. Int J Lab Hematol 2021; 43 Suppl 1: 96-102.